

Источники для ОФЭКТ

Производитель камеры	Модель камеры	Код продукта EZIP	Радио-нуклид	Номинальная активность (мК)	Номинальная активность (МБк)	Тип фасовки	Требуемое в системе количество	Область применения	Срок службы, мес.
Siemens Medical Solutions	e.cam	NES8426-28	Gd-153	192	7.10 ГБк	28 шт/набор	1	АС	N/A
		NES8426-4	Gd-153	80	2.96 ГБк	4шт/набор	1	АС	6
	Symbia	HEGL-0133	Gd-153	10	370	Поштучно	1	QC	12
		PHI-0124	Co-57	0.05	1.85	Поштучно	1	QC	12
GE Healthcare	Millenium	NES8429-SET	Gd-153	450	16.6 ГБк	2шт/набор	1	АС	12
	Myosight								12
	SMV DST XLI	NES8424	Gd-153	300	11.1 ГБк	Поштучно	2	АС	12
Philips Healthcare	MCD Vertex	HEGL-0109	Ge-68	0.5	18.5	Поштучно	1	QC	12
	Forte	NES8412	Gd-153	250	9.25 ГБк	Поштучно	2	АС	12
		78410	Lead pig			Поштучно	3		12
	CardioMD	NES8497	Gd-153	240	8.8 ГБк	Поштучно	2	АС	12
	Precedence	MMS07-153-100U	Gd-153	0,1	3.7	Поштучно	6	QC	12
	Brightview XCT	MMS07-153-100U	Gd-153	0,1	3.7	Поштучно	6	QC	12